

170 ベスポジe 基本セット

● 立ち座りから歩行動作までサポートします

ホクメイ



設置例



耐水ベース



装着時

BPE-100-90
直径 20cm


※屋外で使用する時に必要な部品です

丸形ベース
BPE-100-11 TAIS 00254-000052
高さ (有効取付範囲) 190 ~ 270cm (最小寸法 189cm)
奥行 20cm 重量 4.3kg
T型ベース
BPE-100-10 TAIS 00254-000051
高さ (有効取付範囲) 190 ~ 270cm (最小寸法 189cm)
奥行 20cm 重量 4.9kg

171 ウェーブ型手すり

● 段差昇降など、動作や移動をサポートします

ホクメイ




レギュラー
BPE-300-10 ●
TAIS 00254-000130
ロング
BPE-300-40 ●
TAIS 00254-000133

172 グリップアーム-e

● 両手で掴んで立ち上がりをサポートします

ホクメイ




5P 斜
BPE-300-50 ●
TAIS 00254-000142
5P
BPE-300-60 ●
TAIS 00254-000143
3P
BPE-300-70 ●
TAIS 00254-000144

173 玄関アーム

● 玄関や段差のあるところで使用します

ホクメイ




レギュラー
BPE-500-10 ●
TAIS 00254-000360
ショート
BPE-500-20 ●
TAIS 00254-000361

174 プッシュ手すり

● 手のひらで押さえ込むように使用します

ホクメイ




BPE-200-30 ●
TAIS 00254-000129

175 角型手すり

- 設置角度により、上からの支えや引っ張り動作をサポートします

ホクメイ




BPE-300-30 ●
TAIS 00254-000132

176 円型手すり

- 立ち上がりや方向転換などの動作をサポートします

ホクメイ




BPE-300-20 ●
TAIS 00254-000131

177 システム木手すり(固定)

- 横手すりを設置します

ホクメイ




90cm
SBR-10-090 ●
TAIS 00254-000062
120cm
SBR-10-120 ●
TAIS 00254-000117

178 システム木手すり(跳ね上げ)

- 跳ね上げ手すりを設置します

ホクメイ




90cm
SBR-70-090 ●
TAIS 00254-000064
120cm
SBR-70-120 ●
TAIS 00254-000119

179 システム木手すり(伸縮 固定)

- 横手すりの細かい寸法調整が可能です

ホクメイ




60 ~ 90cm
SBR-30-609 ●
TAIS 00254-000169
90 ~ 120cm
SBR-30-912 ●
TAIS 00254-000170

180 システム木手すり(伸縮 曲げ)

- 段差があるところに設置できる伸縮手すりです

ホクメイ




60 ~ 90cm
SBR-40-609 ●
TAIS 00254-000171
90 ~ 120cm
SBR-40-912 ●
TAIS 00254-000172

181 バディー I ノーマルタイプ / Lタイプ

● 突っ張りタイプの垂直型手すりです

モルテン



ノーマルタイプ
190 ~ 280

Lタイプ
160 ~ 220

(cm)

設置場所に合わせて選べる 4 種類の天井ストッパー



十字型ストッパー (基本)

天井の梁をしっかり保持するため安定感抜群のストッパーです。天井の設置場所で制限がない場合にはこちらをお使いいただくようお願いいたします。



I型ストッパー

十字型ストッパーでは設置が難しい、壁際に寄せて設置する場合のストッパーです。必ず梁のある場所に設置してください。



丸形ストッパー S

十字型ストッパーやI型ストッパーでは設置が難しい、天井の隅(角)に寄せて設置する場合のストッパーです。

	ストッパー	品番	TAIS	対応天井高さ (cm)	収納サイズ (cm)	手すり部直径 (cm)	重量 (kg)
ノーマルタイプ	十字型	MNTCM	00054-000054	190 ~ 280	200	3.65	7.5
	I型	MNTCMIS ●					7.1
	丸形ストッパー S	MNTCMRCS ●					6.8
Lタイプ	十字型	MNTCML ●		160 ~ 220	150		6.5
	I型	MNTCMISL ●					6.1
	丸形ストッパー S	MNTCMRCSL ●					5.8

182 サイドバー

● 移動動作をサポートします

モルテン




MNTCM01LB ● TAIS 00054-000055
幅 26 × 高さ 19.5cm 重量 0.65kg

183 L型サイドバー 90

● 10cm 以下の段差部や平らな場所での移動や立ち座り時に使用します


モルテン




(cm)

MNTCM06 ● TAIS 00054-000065
長さ 76 × 高さ 75cm 手すり部直径 3.5cm
重量 3.1kg

バディー I 設置例



玄関での昇降



廊下での歩行



ソファでの立つ・座る




ベッドや布団での離床

手すり

184 クロスバー (固定式)

●必要な空間に横手すりを設置します

モルテン




- 90cm
MNTCM03BE009 ● TAIS 00054-000339
- 120cm
MNTCM03BE012 ● TAIS 00054-000340

185 すりてあ


●据置式で、手すり同士をつなぎ合わせても使用できます

タマツ



手すりがぴったりつながるので安全に歩行できます

設置例



片手 ST-1 TAIS 00837-000011 重量 26kg 耐荷重 100kg	両手 ST-2 TAIS 00837-000012 重量 32kg 耐荷重 100kg
---	---

186 すりてあ CuteZ


●場所を取らず持ち運びが容易です

タマツ



方向転換や立ち座りをサポート

脱衣時の立ち上げりに





片手 STC-1 TAIS 00837-000016 重量 16.5kg 耐荷重 100kg	両手 STC-2 TAIS 00837-000017 重量 21.0kg 耐荷重 100kg
--	--

187 ルーツ

モルテン

●据置型で安定性に優れた手すりです




設置例





センタータイプ
MNTPSBR TAIS 00054-000117
ベースフレーム 幅50×長さ60cm
手すり部 幅33×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量 12.9kg
※折りたたみ可能

設置例



サイドタイプ
MNTPLBR TAIS 00054-000116
ベースフレーム 幅50×長さ105cm
手すり部 幅33×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量 21.6kg
※折りたたみ可能

手すり



設置例



ロングタイプ
MNTPLGBR ● TAIS 00054-000133
ベースフレーム 幅50×長さ105cm
手すり部 幅81×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量 17.1kg
※手すりは端にも付けられます

設置例



コーナータイプ
MNTPCBR ● TAIS 00054-000132
ベースフレーム 幅50×長さ105cm
手すり部 幅34×奥行31×高さ70/75/80cm (3段階調節)
重量 20.4kg

188 たちあっぷ CKA-01

- 取付工事がいらぬ据置式の手すりの標準タイプです

矢崎化工




CKA-01 TAIS 00055-000071
幅 50 × 奥行 60 × 高さ 70 ~ 80cm (5cm 間隔 3 段階調節)
手すり間口 33.8cm 重量 11.7kg
たちあっぷマット標準


189 たちあっぷ CKA-02

- お布団やソファの脇などの立ち座りに使用できます

矢崎化工



設置例




CKA-02 TAIS 00055-000072
幅 50 × 奥行 90 × 高さ 70 ~ 80cm (5cm 間隔 3 段階調節)
手すり間口 33.8cm 重量 15.5kg
たちあっぷマット標準


190 たちあっぷ CKA-03

- 両手でしっかり支えることができ、膝や腰の負担を軽減します

矢崎化工



設置例




CKA-03 TAIS 00055-000073
幅 50 × 奥行 60 × 高さ 70 ~ 80cm (5cm 間隔 3 段階調節)
手すり間口 35.2cm 手すり奥行 26.5cm 重量 15.4kg
たちあっぷマット標準

191 たちあっぷ CKA-04

- 長めの手すりなので、廊下や居室の空間部分に適しています

矢崎化工




CKA-04
TAIS 00055-000074
幅 50 × 奥行 90 × 高さ 70 ~ 80cm
(5cm 間隔 3 段階調節)
手すり間口 77.8cm
重量 16.0kg
たちあっぷマット標準

192 たちあっぷ CKA-13

- 取付位置によって左右どちらの仕様も対応が可能となります

矢崎化工



CKA-13 ●
TAIS 00055-000113
幅 52.4 × 奥行 92.4 × 高さ 70 ~ 85cm
(5cm 間隔 4 段階調節)
手すり間口 33.8cm
手すり奥行 33.8cm
重量 17.2kg
たちあっぷマット標準

193 ベッドでとまるくん

- ベッドサイドに設置する際に手すりを安定させます

矢崎化工



2 個 1 組です

CKA-CK
TAIS 00055-000211
1. ベッド下部と床面の間は 2.5 ~ 34cm に対応します
2. 可動式ベッドへの使用はできません
3. CKA-01 ~ 04-13 用です
重量 0.3kg (セットでの重さ)

194 おもしろくん

- つながるくん使用時に手すりを安定させます

矢崎化工



CKA-J ●
TAIS 00055-000104
直径 9.6 × 高さ 12cm
重量 5.0kg
※たちあっぷ CKA シリーズ用

195 つながるくん

- 起き上がり・立ち上がり・歩行動作をサポートします

矢崎化工



CKA-E60 ● TAIS 00055-000099
ジョイント芯間距離 60cm
フレーム外寸 19 × 73cm
重量 2.7kg
CKA-E90 ● TAIS 00055-000100
ジョイント芯間距離 90cm
フレーム外寸 19 × 103cm
重量 3.3kg
CKA-E120 ● TAIS 00055-000101
ジョイント芯間距離 120cm
フレーム外寸 19 × 133cm
重量 3.8kg

196 かいじょくん

- たちあっぷに取り付けて、立ち上がり・移乗補助を行います

矢崎化工



設置例



CKA-K TAIS 00055-000145
幅 33.85 × 奥行 19.2cm
重量 1.4kg


197 伸縮つながるくん

- 手すり同士の連結として使用できます

矢崎化工



使用例



CKE-D ● TAIS 00055-000157
伸縮範囲 64 ~ 95cm (無段階調整)
重量 2.0kg

手すり

198 あがりかまち用たちあっぷ

- 置くだけで玄関の昇降が楽になる据置式手すりです

矢崎化工

両手すり



両手すり
CKE-01-1
TAIS 00055-000109
重量 32.8kg

片手すり



片手すり
CKE-02-1
TAIS 00055-000110
重量 26.9kg

199 あがりかまち用たちあっぷミニ

- 集合住宅など狭い玄関にも対応できます

矢崎化工

手すり



スライドベース付き 両手すり
CKG-01 ● TAIS 00055-000123
重量 33.7kg
スライドベースなし 両手すり
CKG-03 ● TAIS 00055-000125
重量 26.4kg



スライドベース付き 片手すり
CKG-02 ● TAIS 00055-000124
重量 28.2kg
スライドベースなし 片手すり
CKG-04 ● TAIS 00055-000126
重量 20.9kg

200 ルーツ あがりかまちタイプ


- 段差の高い玄関のあがりかまちでの昇降動作をサポートします

モルテン



高さH型 ステップ台なし 両手すり
MNTPKH2BR ● TAIS 00054-000142
重量 42.2kg

高さH型 ステップ台なし 片手すり
MNTPKH1BR ● TAIS 00054-000143
重量 32.8kg




高さL型 ステップ台なし 両手すり
MNTPKL2BR ● TAIS 00054-000144
重量 40.4kg

高さL型 ステップ台なし 片手すり
MNTPKL1BR ● TAIS 00054-000145
重量 31.9kg

201 ルーツアウトドア (ロングタイプ)

- 置くだけで使える安心・安全性の高い据置型手すりです

モルテン



※手すりは端にも付けられます。

MNTPOLG ●
TAIS 00054-000218
重量 18.7kg

202 スタンディ

- 折りたたみ可能な面手すりです

パナソニックエイジフリー




PN-L80401 ●
TAIS 00980-000315
重量 22.5kg
耐荷重 100kg

203 たちあっぷⅡ

- 屋外でも使用できる万能タイプです

矢崎化工



CKH-21 ●
TAIS 00055-000204
幅66×長さ66×高さ70～85cm
(5cm 間隔 4 段階調節)
重量 18.5kg

204 つながるくんXP / XPロング

- 使用場所に合わせて伸縮が可能です

矢崎化工



設置例



CKH-D90 ●
TAIS 00055-000285
重量 1.8kg
CKH-D125 ●
TAIS 00055-000286
重量 2.1kg

205 たちあっぷ 540

- 屋内・屋外でも使用可能な補助手すりです

矢崎化工



両手すり
CKH-01 ●
TAIS 00055-000127
重量 34.7kg
対応する高さの目安 3～18cm



片手すり
CKH-02 ●
TAIS 00055-000128
重量 28.6kg
対応する高さの目安 3～18cm


206 歩行サポート手すり スムーディ

パナソニックエイジフリー


● 軒先・階段などに工事不要で設置できます

標準タイプ

片手 XPN-L80601




両手 XPN-L80602




ステップタイプ

片手 XPN-L80603




両手 XPN-L80604



ロングタイプ

2400タイプ片手 XPN-L80607



設置例



タイプ		品番	TAIS 00980-	手すり長さ (cm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601 ●	000334	135	37	100
	両手すり	XPN-L80602 ●	000335	135	43	100
	伸縮片手すり	XPN-L80611 ●	000345	130 ~ 140	37.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80612 ●	000346	130 ~ 140	44	100
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603 ●	000336	100	33.5	100
	両手すり	XPN-L80604 ●	000337	100	39	100
	伸縮片手すり	XPN-L80613 ●	000347	95 ~ 105	33.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80614 ●	000348	95 ~ 105	39.5	100
980 ステップタイプ	片手すり	XPN-L80621 ●	000355	135	33	100
	両手すり	XPN-L80622 ●	000356	135	39	100
	伸縮片手すり	XPN-L80625 ●	000359	130 ~ 140	33.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80626 ●	000360	130 ~ 140	40	100
ロング 1700 タイプ	片手すり	XPN-L80623 ●	000357	170	48	100
	両手すり	XPN-L80624 ●	000358	170	57	100
	伸縮片手すり	XPN-L80627 ●	000361	160 ~ 180	48.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80628 ●	000362	160 ~ 180	58	100
ロング 2050 タイプ	片手すり	XPN-L80605 ●	000338	205	52	100
	両手すり	XPN-L80606 ●	000339	205	61	100
	伸縮片手すり	XPN-L80615 ●	000349	195 ~ 215	52.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80616 ●	000350	195 ~ 215	62.5	100
ロング 2400 タイプ	片手すり	XPN-L80607 ●	000340	240	52	100
	両手すり	XPN-L80608 ●	000341	240	62	100
	伸縮片手すり	XPN-L80617 ●	000351	230 ~ 250	53	100
	伸縮両手すり	XPN-L80618 ●	000352	230 ~ 250	64	100
ロング 3460 タイプ	片手すり	XPN-L80609 ●	000342	346	67	100
	両手すり	XPN-L80610 ●	000343	346	81	100
	伸縮片手すり	XPN-L80619 ●	000353	331 ~ 361	68.5	100
	伸縮両手すり	XPN-L80620 ●	000354	331 ~ 361	83.5	100


207 アットグリップ

● 段差のある場所で上下左右、柔軟に対応が可能です


アロン化成

固定タイプ


240 片側手すり



240 両側手すり




930 両側手すり



伸縮タイプ

E1050 片側手すり




設置例



タイプ	品番	TAIS 00221-	手すり長さ (cm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	
固定タイプ	240 片側手すり	AT-C-240 ●	000542	24	約 19	100
	240 両側手すり	AT-C-240T ●	000543	24	約 22	100
	630 片側手すり	AT-C-630 ●	000544	24・63・24	約 39	100
	630 両側手すり	AT-C-630T ●	000545	24・63・24	約 47	100
	930 片側手すり	AT-C-930 ●	000500	24・93・24	約 39	100
	930 両側手すり	AT-C-930T ●	000501	24・93・24	約 48	100
伸縮タイプ	E1050 片側手すり	AT-C-E1050 ●	000553	24・80 ~ 105・24	約 39	100
	E1050 両側手すり	AT-C-E1050T ●	000554	24・80 ~ 105・24	約 48	100

208 室内用自在手すり ツインディ


- 左右の手すりが独立して角度調整
ができます パナソニックエイジフリー



PN-L80101 ●
TAIS 00980-000203
回転角度 60 ~ 300度
(30度×9段階)
重量 21.5kg
耐荷重 100kg

209 アームサポート手すり メンディ

- 平面部を支えたり、前腕を置いて
前端部を握って使用できます パナソニックエイジフリー



PN-L80301 ●
TAIS 00980-000258
スライド幅
奥側へ7.5cm、手前へ7.5cm
重量 22kg
耐荷重 100kg

210 ふくよく床置き式手すり水回りにもってこい (突っ張り棒付き)

- 水回りで使用する据置き式の手すりです サテライト



FKB-12-60-IT ●
TAIS 01255-000017
重量 14.3kg
耐荷重 100kg



FKB-12-90-IT ●
TAIS 01255-000018
重量 19.0kg
耐荷重 100kg



FKB-12-60-LT ●
TAIS 01255-000019
重量 16.8kg
耐荷重 100kg




FKB-12-90-LT ●
TAIS 01255-000020
重量 21.5kg
耐荷重 100kg

211 トイレサポート

●どんな便器にもトイレ環境にも「置くだけ」で設置できます

アロン化成

N-S



HN-T



設置例



片側はねあげ (H-S)
870087 ● TAIS 00221-000577
重量約 11.8kg
片側ノーマル (N-S)
870090 ● TAIS 00221-000580
重量約 11kg
両側はねあげ (H-T)
870088 ● TAIS 00221-000578
重量約 14.6kg
片側はねあげ/片側ノーマル (HN-T)
870089 ● TAIS 00221-000579
重量約 13.9kg
両側ノーマル (N-T)
870091 ● TAIS 00221-000581
重量約 13.1kg
耐荷重 100kg

212 ルーツスモールタイプ

●トイレなど狭いスペースでも使用可能です

モルテン

片手すり



両手すり



設置例



片手すり
MNTP1 ●
TAIS 00054-000216
幅 46 × 長さ 66 × 高さ 60/65/70cm
手すり幅 35cm
重量 12kg

両手すり
MNTP2 ●
TAIS 00054-000217
幅 46 × 長さ 66 × 高さ 60/65/70cm
手すり幅 35cm
重量 14kg

213 SA 手すり

●機能性充実のトイレ用手すりです

シコク



627-060 ●
TAIS 01235-000225
幅 62 ~ 72 (左右 5cm ずつ)
×奥行 69 × 高さ 85 ~ 100cm
(3cm 間隔 6 段階調節)
重量約 17.5kg
耐荷重 100kg

214 洋式トイレ用ベストサポート手すり

●様々な便器に設置できます

ひじ掛け固定タイプ



ひじ掛け固定タイプ
627-020
TAIS 01235-000009
幅62~72(左右5cmずつ)
×奥行46×高さ56~71cm
(3cm 間隔 6段階調節)
重量約 6.7kg

ひじ掛け跳ね上げタイプ



ひじ掛け跳ね上げタイプ
627-010 ●
TAIS 01235-000008
幅62~72(左右5cmずつ)
×奥行46×高さ56~71cm
(3cm 間隔 6段階調節)
重量約 7.4kg
耐荷重 100kg

シコク

215 洋式トイレ用スライド手すり

●ひじ掛けが前後にスライドします パナソニックエイジフリー



PN-L53001
TAIS 00980-000191
幅65×奥行45×高さ58~74cm
(2cm 間隔 9段階調節)
重量約 8.5kg

216 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2

●狭いトイレにも取付が簡単です

アロン化成



樹脂ひじ掛け
533068 ●
TAIS 00221-000459
木製ひじ掛け
533067 ●
TAIS 00221-000458
幅 66 × 奥行 55 × 高さ
55 ~ 70cm
重量約 10kg
※専用スペーサー (0円) は幅を
5cm 広げることができます。
温水洗浄便座の操作パネルが
干渉して取付できない便座に
対応します。

手すり

217 安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

●背もたれ、ひじ掛けともに高さが調整できるポータブルトイレ用手すりです

アロン化成



533-070
TAIS 00221-000054
底面 63 × 63 × 高さ 73 ~ 81cm
ひじ掛け 高さ 45 ~ 67cm
(5段階調節)
重量 8kg
※幅 51.5 × 奥行 54cm 以下の
ポータブルトイレに対応

218 ミニ平行棒「ささえ愛」

●在宅用の平行棒です

日進医療器



TY-500
TAIS 00175-000266
幅 70 × 長さ 165 × 高さ
76 ~ 94cm
重量 18.5kg