

## 227 家族コール3 メロディチャイム

[テクノスジャパン]

それぞれのパターンで家族に動きを知らせます


**Aタイプ (床センサー)** 床に着くと知らせます



**Bタイプ (ベッドセンサー)** 起き上がると知らせます



**Cタイプ (超音波・赤外線センサー)** 検出範囲に入ると知らせます



### メロディチャイム

**HRHK-1:**  
電波到達距離 (見通し) 約100m  
※メロディチャイムはA・B・Cタイプに1台付きです。各種センサータイプに追加が可能です。  
00318-000162

[Aタイプ/床センサー] MSK-1:  
幅50×長100×厚0.3cm  
[Bタイプ/ベッドセンサー] BSDK-1:  
幅25×長80×厚0.6cm  
[Cタイプ/超音波・赤外線センサー] UISK-1  
00318-000158 / 00318-000159 / 00318-000160


## 228 徘徊お知らせお待ちくん / ワイヤレス起き上がりくん

[竹中エンジニアリング]

マットを踏んだり、ベッドから起き上がると感知します

**徘徊お知らせお待ちくん**

マットセンサー (TX-M48)



**ワイヤレス起き上がりくん**

ベッドセンサー (TX-BS3)



携帯型受信機 (RXF-60K) 受信機 (HC-350)



※センサー・受信機はそれぞれ追加が可能です。電波到達距離 (見通し) 最大100m

	品番	サイズ	
マットセンサー	TX-M48●	幅80×長40×厚0.6cm	00021-000086
ベッドセンサー	TX-BS3●	幅80×長25×厚0.5cm	00021-000087
携帯型受信機	RXF-60K●	-	00021-000095
受信機	HC-350●	-	00021-000077

## 229 バイオネクスト

[バイオシルバー]

センサーマットが離床や徘徊をお知らせします



[センサーマット]  
BSR03D2HL●:  
長80×幅14×高1~3cm  
[受信機]  
BSR03R2●:  
長5.8×幅11.6×高1.7cm  
01332-000026  
01332-000033

※電波到達距離 (見通し)  
最大100m

## 自動排泄処理装置

### 231 スカットクリーン

[パラマウントベッド]

レーザーが尿を検知し自動で吸引します




[本体] KW-65H●:  
幅23.3×長38×高27.5cm /  
重5kg  
00170-000707

## 230 お散歩コール

[テクノスジャパン]

外出後に位置情報をメールでお知らせします



「お散歩タグ」を取り付けた杖などを持ち出すと、「見守りガイド」のアラーム音でお知らせします。

※1. 機器 (介護保険対象) のレンタルに加え、介護保険対象外のオプション利用料金 (月額330円) が必要です。オプションを利用すると、屋内感知に加え、徘徊後の現在地を家族にメールでお知らせします。

OGP-1●:  
[センサー]  
6×2×3.5cm / 重38g  
[送受信機]  
13.5×7.6×2.7cm / 重270g  
00318-000179

### 特定福祉用具販売

本体と同時に購入される場合は非課税になります。



[男性用レーザーセット]  
(尿タンク・ブラシ入れ)  
KW-65MRT

[女性用レーザーセット]  
(尿タンク・ブラシ入れ)  
KW-65WRT

[本体] KW-65H●:  
幅23.3×長38×高27.5cm /  
重5kg  
00170-000707

特殊寝台・  
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・  
車いす付属品

スロープ

歩行者

歩行補助杖

手すり

移動用リフト

認知症老人  
徘徊感知器

自動排泄  
処理装置

特殊寝台・  
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・  
車いす付属品

スロープ

歩行者

歩行補助杖

手すり

移動用リフト

認知症老人  
徘徊感知器

自動排泄  
処理装置