

体位変換器

体位変換器

53 アスディス

- 畳の部屋での快適な生活と安全な離床動作を実現します

モルテン



ASD ● TAIS 00054-000095
 本体：幅93×長さ148cm 重量12.5kg
 ポンプ：幅23×奥行18.5×高さ28cm 重量5.5kg
 背上げ角度5～70°（無段階）

54 ナーセントパットA

- パーツを自由に組み合わせて使えます

アイ・ソネックス

3点セット
 (大ピース×1・小ピース×2)




TAIS 00149-000012 ●
 大ピース
 幅40×長さ40×高さ10cm 重量0.85kg
 小ピース
 幅20×長さ40×高さ10cm 重量0.45kg

55 スマイルシート

- 体位変換や移動をスムーズにします

タイカ



Mサイズ
 CS-SM-M ●
 TAIS 00563-000051
 幅145×長さ100cm 重量0.1kg
 Lサイズ
 CS-SM-L ●
 TAIS 00563-000052
 幅145×長さ200cm 重量0.2kg

56 トレージースライド

- ナイロン生地製の3層構造で、抜群のスライド性を実現しました

東レ



TES100 ●
 TAIS 00947-000001
 幅75×長さ120cm 重量0.1kg

57 ウェルピー HC (超撥水カバー付)

- 身体への刺激を軽減したポジショニングが可能です

タイカ

ジャンボ



ブーメラン (小)・(大)



ウェーブ・ウェーブ
 (ロング)



ピロー



ジャンボ
 PC-HC-J1C ● TAIS 00563-000114
 幅73×長さ73cm 重量2.5kg
 ウェーブ (ロング)
 PC-HC-W2C ● TAIS 00563-000117
 幅75×長さ80cm 重量1.76kg
 ブーメラン (大)
 PC-HC-B1C ● TAIS 00563-000118
 幅50×長さ90cm 重量1.42kg

ブーメラン (小)
 PC-HC-B2C ● TAIS 00563-000119
 幅44×長さ74cm 重量0.9kg
 ウェーブ
 PC-HC-W1C ● TAIS 00563-000116
 幅75×長さ65cm 重量1.35kg
 ピロー
 PC-HC-P1C ● TAIS 00563-000115
 幅30×長さ80cm 重量0.9kg

58 ラグーナ

●スモールチェンジで療養者の快眠を守り、介助者の負担を減らします

ケープ



マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知
角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整



CR-700 ● TAIS 00206-000102
幅 84 × 長さ 192 × 厚さ 13.5cm 重量 8.2kg
CR-703 ● TAIS 00206-000103
幅 90 × 長さ 192 × 厚さ 13.5cm 重量 8.6kg
CR-707 ● TAIS 00206-000105
幅 90 × 長さ 180 × 厚さ 13.5cm 重量 8.2kg
CR-711 ● TAIS 00206-000106
幅 100 × 長さ 192 × 厚さ 13.5cm 重量 9.3kg
ポンプ重量 3.4kg

体位変換器

59 エニモ

●美しい 30 度側臥位をつくるポジショニングクッションです

ケープ



R600 タイプ

R800 タイプ

下肢をのせる位置をガイドする「スリット構造」で誰でも正しくポジショニングづくり



R600 タイプ (防水カバーセット)
TAIS 00206-000148
幅 30 × 長さ 60cm (ハンドル部は除く)
R800 タイプ (防水カバーセット)
TAIS 00206-000149
幅 30 × 長さ 80cm (ハンドル部は除く)

60 バナナフィット 清拭タイプ

●身体のラインに沿った形のクッションにグリップを加えた使いやすい体位変換器です

パラマウントベッド



清拭タイプ S



清拭タイプ M



清拭タイプ L

清拭タイプ S
KE-P113S ● TAIS 00170-001183
全長 46 × 全幅 21cm 重量 0.2kg
清拭タイプ M
KE-P112S ● TAIS 00170-001184
全長 109 × 全幅 31cm 重量 0.7kg
清拭タイプ L
KE-P111S ● TAIS 00170-001185
全長 140 × 全幅 42cm 重量 1.2kg