

## 231 家族コール 3 メロディチャイム

テクノスジャパン

●それぞれのパターンで家族に動きを知らせます

**Aタイプ (HK-3A)** ●床に着くと知らせます

床センサーK



コンソール




床センサー  
HK-3A TAIS 00318-000146  
幅 50 × 長さ 100 × 厚さ 0.3cm 重量約 1.5kg

**Bタイプ (HK-3B)** ●起き上がると知らせます

ベッドセンサーK



コンソール



ベッドセンサー  
HK-3B TAIS 00318-000147  
幅 25 × 長さ 80 × 高さ 0.6cm 重量約 0.6kg

**Cタイプ (HK-3C)** ●検出範囲に入ると知らせます

超音波・赤外線センサーK



メロディチャイム



超音波・赤外線センサー  
HK-3C TAIS 00318-000148

TAIS 00318-000076  
電波到達距離 (見通し) 約 100m  
※メロディチャイムはA・B・Cタイプに1台付きます。  
※各種センサータイプに追加が可能です。

## 232 徘徊お知らせお待ちくん

●マットを踏むと電波で送信します


※センサー・受信機はそれぞれ追加が可能です。  
電波到達距離 (見通し) 最大 100m

竹中エンジニアリング

マットセンサー (TX-M48)

携帯型受信機 (RXF-60K)

受信機 (HC-350)



TX-M48 ●  
TAIS 00021-000086  
幅 80 × 長さ 40 × 厚さ 0.6cm  
電波到達距離 最大 100m (見通し)



RXF-60K ●  
TAIS 00021-000095



HC-350 ●  
TAIS 00021-000077

## 233 ワイヤレス起き上がりくん

●ベッドからの起き上がりを感じし受信機でお知らせします

※センサー・受信機はそれぞれ追加が可能です。  
電波到達距離（見通し）最大100m

竹中エンジニアリング

ベッドセンサー (TX-BS3)

携帯型受信機 (RXF-60K)

受信機 (HC-350)



TX-BS3 ●  
TAIS 00021-000087  
幅80×長さ25×厚さ0.5cm  
電波到達距離 最大100m(見通し)

RXF-60K ●  
TAIS 00021-000095

HC-350 ●  
TAIS 00021-000077

## 234 バイオネクスト

●センサーマットが離床や徘徊をお知らせします

※電波到達距離（見通し）最大100m

バイオシルバー

センサーマット (BSR03D2HL)

受信機 (BSR03R2)

人感センサー (HS2-01)



BSR03D2HL ●  
TAIS 01332-000026  
長さ80×幅14×高さ1~3cm

BSR03R2 ●  
TAIS 01332-000033  
長さ5.8×幅11.6×高さ1.7cm

HS2-01 ●  
TAIS 01332-000036  
長さ4×幅3.9×高さ4.3cm  
無線到達距離 最大100m(見通し)

## 自動排泄処理装置

認知症老人徘徊感知器  
自動排泄処理装置

## 235 スカットクリーン

●レシーバーが尿を検知し自動で吸引します

パラマウントベッド

本体 (KW-65H)



KW-65H ●  
TAIS 00170-000707  
幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm

特定福祉用具販売

※本体と同時に購入される場合は非課税になります



男性用レシーバーセット  
(尿タンク・ブラシ入れ)  
KW-65MRT  
TAIS 00170-000708



女性用レシーバーセット  
(尿タンク・ブラシ入れ)  
KW-65WRT  
TAIS 00170-000709